

Trousse d'angiographie

Référence

Réf. TRO040-03



Domaines d'application

Angiographie fémorale

Informations normatives

Dispositif médical à usage unique de classe Is, conforme à la DDM 93/42/CEE

Conforme à la norme EN 13795:2011, haute performance.

Sans latex et sans phtalates.

Code ClaDiMed : E51AF01
Code GMDN : 47783

Stérilisation

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Validité du produit 5 ans après la stérilisation.



STERILE EO

D73-02-FT TRO040-03
Version 2.0. / 11-2017

Caractéristiques produit

Trousse d'angiographie


Matériaux:

Matière laminée composée de film polyéthylène résistant et souple, et de polypropylène hydrophile.

Renfort super absorbant, Polyéthylène transparent 50µ

Film à inciser

Dimensions et contenu



Fenêtres avec film à inciser

Qté	Produit	Dimensions	Renforts
1	Champ de table	140x190cm	
4	Essuie-mains	30x40cm	
1	Housse ampli de brillance	100cm	
1	Champ à fenêtres bilatérales excentrées Ø 15 cm avec film à inciser operculé de Ø 9 cm avec 2 panneaux transparents	230x350cm	75x100cm

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque trousse est emballée sous **double emballage** avec papier crêpe et sachet tyvek. Tous les produits sont regroupés dans un sac plastique et carton de transport.

Stockage : Date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine (5°-35°C).

Conditionnement	Quantité	Dimensions	Poids net	Poids brut
Carton :	10 pcs	52x39x32 cm		
Palette de 20 cartons:	200 pcs	120x80x175 cm		